


Der Original Microbrush® Applikator

Gleichbleibende, verlässliche Qualität



NEU
DUO:
2x biegsam

4

Spitzengrößen

ultrafein	0,5 mm
superfein	1,0 mm
fein	1,5 mm
regulär	2,0 mm

11

Farben



3

Packungsgrößen

Spender-Kit
Spender-Refill
Tube

DUO™

Fortschrittliche
Adhäsivtechnologie
für dauerhafte Leistung.

PRÄZISION, PERFEKTIONIERT.

Wenn Ihre Instrumente genauso hart arbeiten wie Sie, wird jede Behandlung präziser, reibungsloser und noch erfolgreicher. Microbrush DUO definiert mit seiner revolutionären doppelt gebogenen Spitze das Machbare neu: Er sorgt für mühelosen Zugang zu den schwierigsten Stellen, präzise Kontrolle ohne Materialverschwendung und ergonomischen Komfort, der Ihnen vertraut vorkommt. Entwickelt für die Anwender, für die Beständigkeit, Leistung und Verlässlichkeit wichtig sind - DUO hält nicht nur Schritt, sondern setzt neue Maßstäbe. Sind Sie bereit, einen Schritt weiter zu gehen, intelligenter und mit mehr Selbstvertrauen zu arbeiten?

DUO LIEFERT.



DOPPELT BIEGBAR

Die innovative zweifach biegsame DUO Spitze ermöglicht den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen und bietet Anwendern genau dort die Präzision, wo es darauf ankommt.



ULTIMATIVE KONTROLLE

DUO wurde so entwickelt, dass sich der Applikator wie eine Verlängerung Ihrer Hand anfühlt. Er bietet bei jedem Eingriff unübertroffene Stabilität und ergonomischen Komfort.



OPTIMALE ANWENDUNG

Von Ätzmitteln bis hin zu Adhäsiven gewährleistet DUO eine gleichmäßige, kontrollierte Anwendung für stets makellose Ergebnisse.




Ihre Verlängerung

Durch das ergonomische Design behält der fixierbare Biegeteil von DUO seine Form, so dass Sie sich voll auf Ihre Patienten konzentrieren können. Er bewegt sich während der Behandlung nahtlos mit Ihnen.




Präzision neu definiert

DUO hält Flüssigkeit suspendiert ohne zu tropfen und gibt immer die richtige Menge an Binde- und Ätzmitteln, Versiegelungen usw. ab. Für eine sorgenfreie Behandlung.



Zwei Biegestellen

Dank der Biegestellen des DUO erreichen Sie schwer zugängliche Regionen, die für andere unerreichbar sind. Er behält seine Form und ermöglicht jederzeit eine präzise Anwendung.



Weitere Informationen

www.microbrush.eu/microbrush-duo



Artikelnummer	Farbe	Menge
292724	Pearl Purple	100ct Tray
292725	Pearl Blue	100ct Tray

MB-D-CAT/0126

Ultrabrush® Bürstenapplikator



- Ideal um große Flüssigkeitsmengen einzusetzen und zu glätten
- Biegsam nahe am Bürstenkopf für verbesserte Kontrolle und Präzision
- „Stay-Put Bending“ Technologie - Bürstenkopf bleibt in gewünschter Position ohne Rückfederung
- Chemikalienechte Fasern halten auch aggressiven zahnmedizinischen Materialien stand
- Zwei Größen: Ultrabrush® regulär ± 200 Fasern, Ultrabrush® fein ± 100 Fasern
- Ideal für Desensibilisierungsmittel, Zahnaufheller, Fluorid, Fissurenversiegelung u.v.m.



Artikelnummer	Beschreibung		
U2D	UltraBrush® Spender Kit	● grün	regulär
U2R200	UltraBrush® Nachfüllpack	● gelb / grün	regulär
U1D	UltraBrush® Spender Kit	● blau	fein
U1R200	UltraBrush® Nachfüllpack	● orange / blau	fein



Artikelnummer	Beschreibung			
MPD	Microbrush® Plus Spender Kit	● gelb	fein	1,5 mm
Microbrush® Plus Applikatoren Spender Kit				
PR400KIT	Microbrush® Plus Applikatoren Spender Kit	farblich sortiert	regulär	2,0 mm
PF400KIT	Microbrush® Plus Applikatoren Spender Kit	● pink ● gelb	fein	1,5 mm
PSF400KIT	Microbrush® Plus Applikatoren Spender Kit	● weiß	superfein	1,0 mm
Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung				
PR400	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	farblich sortiert	regulär	2,0 mm
PR400BL	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	● blau	regulär	2,0 mm
PR400GR	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	● grün	regulär	2,0 mm
PR400PE	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	● pfirsich	regulär	2,0 mm
PR400PU	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	● violett	regulär	2,0 mm
PF400	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	● pink ● gelb	fein	1,5 mm
PF400PI	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	● pink	fein	1,5 mm
PF400YE	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	● gelb	fein	1,5 mm
PSF400	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	● weiß	superfein	1,0 mm
PU400TE	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	● petrol	ultrafein	0,5 mm
PU400OR	Microbrush® Plus Applikatoren Nachfüllpackung	● orange	ultrafein	0,5 mm
Microbrush® Tube Applikatoren				
MRA400	Microbrush® Tube Applikatoren	farblich sortiert	regulär	2,0 mm
MRB400	Microbrush® Tube Applikatoren	● blau	regulär	2,0 mm
MRG400	Microbrush® Tube Applikatoren	● grün	regulär	2,0 mm
MRS400	Microbrush® Tube Applikatoren	● pfirsich	regulär	2,0 mm
MRP400	Microbrush® Tube Applikatoren	● violett	regulär	2,0 mm
MFA400	Microbrush® Tube Applikatoren	● pink ● gelb	fein	1,5 mm
MFP400	Microbrush® Tube Applikatoren	● pink	fein	1,5 mm
MFY400	Microbrush® Tube Applikatoren	● gelb	fein	1,5 mm
MSF400	Microbrush® Tube Applikatoren	● weiß	superfein	1,0 mm
MUT400	Microbrush® Tube Applikatoren	● petrol	ultrafein	0,5 mm
MUO400	Microbrush® Tube Applikatoren	● orange	ultrafein	0,5 mm






Microbrush® X

- Für eine gleichmäßige und kontrollierte Applikation des Materials
- Verlängerte, extrafeine Spitze für besonders enge Stellen im Mundraum
- Kürzere, steifere Fasern sind gut geeignet zum Schrubben
- Für Endo-Behandlungen, auch Fissuren, hervorragend zum Kleben von Stiften
- Flexibler Kopf; Biegeabschnitt bis 90° biegsam





MPX
Microbrush® X Spender Kit,
schwarz, 100 Stk.

PX100
Microbrush® X Nachfüllpackung,
schwarz, 100 Stk.





STIX64B
Micro-Stix™ Applikator,
64 Stk., blau



Micro-Stix™ Applikator

- Hervorragend für das Anheben und Navigieren von Veneers, Kronen, Brackets und Inlays
- Applikatorkopf biegsam
- Starke Haftung des Klebepunkts am Applikatorkopf
- Material bleibt haften bis es im Mund platziert ist. Danach wird der Applikator mit einer leichten Drehbewegung entfernt
- Mehrfach bei einem Patienten verwendbar